

Sistema de Contagem de Consignações

www.supercontrol.com.br

Apresentação

O *SConsig* consiste em uma aplicação para contagem de estoques consignados em clientes, facilitando o trabalho e minimizando os erros. A aplicação funciona em qualquer computador com Windows XP ou superior, sendo recomendado o uso de notebooks/netbooks com leitores de código de barras bluetooth (sem fio), sendo que os produtos devem estar etiquetados com a etiqueta de código de barras gerada pelo próprio SConsig (dependendo do produto, a própria barra do fornecedor por ser reconhecida). As etiquetas podem ser impressas no próprio local, bastando para isso ter uma impressora de etiquetas (ex: Argox, Zebra, etc).


Processo

Antes de sair para fazer a contagem, a pessoa carrega o saldo das consignações dos clientes que ela irá visitar. A carga dos dados é feita através de arquivos texto (pré-formatados, gerados pelo ERP da empresa) ou de planilhas Excel. Ao chegar no cliente, ela “abre” a contagem do mesmo, e através do leitor de código de barras, começa a “contar” os produtos.

As leituras vão sendo inseridas e acumuladas na base de dados do SConsig. Cada produto contado traz a informação do lote/validade do mesmo, sendo possível também adicionar alguma observação para cada um deles. O sistema calcula e apresenta na tela a diferença entre o que foi contado e o saldo original, podendo ser gerado também um relatório com essas informações, que pode ser enviado por e-mail, ou exportado para diversos formatos, como Excel, PDF, HTML, etc.

As contagens anteriores vão ficando armazenadas no sistema, criando portanto um histórico de contagens que pode ser consultado a qualquer momento.

Exemplos de telas



SuperControl - Contagem de Consignados

Casa De Saúde E Maternidade Santana - Dt.Saklo:17/02/2011

Produto	Descrição	Sistema	Contado	Ag.Fat.	Difer.	Lote	Validade	Contado
1129T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.2.	1				222344	03/03/2011	2
1167T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.1.	1				8585858	01/02/2015	2
1171T	Mononylon Preto 3-0 45cm Ag.3.	5	4		-1			
1215T	Mononylon Preto 2-0 45cm Ag.3.	6						
14500T	Mononylon Preto 6-0 45cm Ag.2.	2						
14501T	Mononylon Preto 5-0 45cm Ag.2.	3	2		-1			
14502T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.2.	7						
14503T	Mononylon Preto 3-0 45cm Ag.2.	2						
14504T	Mononylon Preto 2-0 45cm Ag.2.	3						
14505T	Mononylon Preto 0 45cm Ag. 2.0	2						
1952	Surgicel 10 x 20cm cx. c/12 un	1						
2160	Reservatório Tipo Pera 100 ml	12						
2162	Reservatório "JVAC" 450 ml	1						
2163	Reservatório JVAC 300 ml	1						
2212	Dreno Blake Plano 7 mm c/ Trocarte	3						
2226	Dreno Blake 10 Fr, sem trocarte	1						
2227	Dreno Blake 10 Fr, trocarte 1/8"	13						
2232	Dreno Blake 19 Fr, c/ Trocarte 3/16	2						
3846G	Sut. Prolene AZ 2 3x50cm 1Ag LR	1						
3846GE	Prolene Azul 2 (3)50cm Ag7.50	1						
3P-14T	Polycot Azul 3-0 (3)45cm Ag.3.	2						

Visualizando Impressão

97%

1

Fechar

Contagem de Consignados

Casa De Saúde E Maternidade Santana

Saldo SuperControl: 17/02/2011 Data Contagem: 10/08/2011

Produto	Descrição	Sistema	Hospital	Ag.Fat.	Difer.	Últ. Leitura	Lote	Validade	Contado
01950	Eletrodo Bipolar Resectoscopia	1	1	1	-1		2342342	03/03/11	1
1129T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.2.	1			-1				
1167T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.1.	1			-1				
1171T	Mononylon Preto 3-0 45cm Ag.3.	5	4		-1		222344	03/03/11	2
							8585858	01/02/15	2
1215T	Mononylon Preto 2-0 45cm Ag.3.	6			-6				
14500T	Mononylon Preto 6-0 45cm Ag.2.	2			-2				
14501T	Mononylon Preto 5-0 45cm Ag.2.	3	2		-1		AABBBBC	03/07/11	2
14502T	Mononylon Preto 4-0 45cm Ag.2.	7			-7				
14503T	Mononylon Preto 3-0 45cm Ag.2.	2			-2				
14504T	Mononylon Preto 2-0 45cm Ag.2.	3			-3				
14505T	Mononylon Preto 0 45cm Ag. 2.0	2			-2				
1952	Surgicel 10 x 20cm cx. c/12 un	1			-1				
2160	Reservatório Tipo Pera 100 ml	12			-12				
2162	Reservatório "JVAC" 450 ml	1			-1				
2163	Reservatório JVAC 300 ml	1			-1				
2212	Dreno Blake Plano 7 mm c/ Trocarte	3			-3				
2226	Dreno Blake 10 Fr, sem trocarte	1			-1				
2227	Dreno Blake 10 Fr, trocarte 1/8"	13			-13				
2232	Dreno Blake 19 Fr, c/ Trocarte 3/16	2			-2				
3846G	Sut. Prolene AZ 2 3x50cm 1Ag LR	1			-1				
3846GE	Prolene Azul 2 (3)50cm Ag7.50	1			-1				
3P-14T	Polycot Azul 3-0 (3)45cm Ag.3.	2			-2				
3P-15T	Polycot Azul 2-0 (3)45cm Ag.4.	3			-3				
411963	Surgicel Fibrilar 10 2 X 10 , 2	4			-4				
5DCD	Dissector Maryland - Curva End	1			-1				
5DCS	Tesoura Metzenbaum Curva endop	1			-1				
6R45B	Carga Gramp. 45 mm 6 linhas	3			-3				
6TB45	Endo Gramp. Lin. Cort. c/ haste fl.	1			-1				
8204T	Prolene Azul 4-0 60cm (2)Ag.1.	2			-2				
8434T	Prolene Azul 0 75cm Aq.4.00 1/	2			-2				

Página 1

Contato

Para mais informações, demonstrações e dúvidas, entre em contato através do email contato@supercontrol.com.br